

## VSP4000 / PTA3000 SUBSTANZLISTE SPEISEÖLE

Modus dyn. Headspace

Alkohole	Ketone	Kohlenwasserstoffe	Ester	Säuren	Isothiocyanate u. Säurenitrile	Diverse
Methanol	Aceton	Pentan	Ethylacetat	Essigsäure	1-Butenyl-4-isothiocyanat	Diethylether
Ethanol	Pentan-2-on	Hexan	Propylacetat	Propionsäure	Hexylisothiocyanat	Dihydro-5-methyl-2(3H)-Furanon
Propanol	Hexan-2-on	Heptan	2-Methylpropylacetat	2-Methylpropionsäure	cis-2-Pentennitril	Dimethylsulfoxid
2-Methylpropanol	Heptan-2-on	Octan	Butylacetat	Buttersäure	5-Hexennitril	2,4-Dithiapentan
Butanol	Octan-2-on	Nonan	2-Methylbutylacetat	3-Methylbuttersäure		Dimethylsufid
2-Methylbutanol	Nonan-2-on	Decan	3-Methylbutylacetat	Valeriansäure		2-Methoxyphenol
3-Methylbutanol	1-Penten-3-on	Undecan	Hexylacetat	Capronsäure		Methanthiol
Pentanol	1-Octen-3-on	Benzol	cis-3-Hexenylacetat	4-Hydroxybuttersäure		2-Furanmethanol
1-Penten-3-ol	3-hydroxy-2-Butanon	Toluol	Ethylpropionat			
Hexanol		Ethylbenzol	Ethylbutyrat			
cis-3-Hexenol		Xylol	Ethyl-2-Methylbutanoat			
trans-2-Hexenol		Styrol	Ethyl-3-Methylbutanoat			
Heptanol		Limonen	Ethylhexanoat			
Octanol		alpha-Pinen	Ethyl-5-Hexenoat			
1-Octen-3-ol		Camphen	Ethylheptanoat			
Nonaol		Sabinen	Ethylbenzoat			
Guajakol		alpha-Phellandren	Ethyl-4-Pentenoat			
2-Phenylethanol		alpha-Terpinen				
1,2-Propandiol		o-Cymen				
2,3-Butandiol		Verbenol				
4-Hydroxybuttersäure		Borneol				

mit freundlicher Genehmigung von  
Herrn Dr. L. Brühl, MRI Max Rubner-Institut